



ERSATZTEILLISTE

PULSE X-RAY STRETCHER



Stand: Februar 2021

Abbildung	Art.-Nr.	Beschreibung
	3MK00163 7M009049	Ladeschale Liege ohne Akku zusätzlicher Akku (einzeln, ohne Ladegerät)
	3MK00178	Kabeleinzug
	3MK00160	Bedienaufkleber
	3MK00157	Steuerbox
	2MK00581-1 2MK001037-1 2MK00581-2 2MK001037-2	Freigabehebel für das linke Seitengitter Freigabehebel für das rechte Seitengitter






Abbildung	Art.-Nr.	Beschreibung
	2M001283	Schutzkappe für das Seitengitter
	4MK00083	Fahrwerk
	4MK00084	Aufnahme für das 5. Rad
	2MK00660	Fahrwerkabdeckung
	3MK00113	Metallabdeckung für Pedalschraube




Abbildung	Art.-Nr.	Beschreibung
	3MK00176	Laufrolle
	4MK00068	Bremspedal
	3MK00175	Dämpfer für das 5. Rad
	2MK00681	Abdeckung für die Hubsäulen
	240000	Gummiabdeckung für das Bremspedal









Abbildung	Art.-Nr.	Beschreibung
	2M001058	Aluminiumrohr (Matratzenabsturz-sicherung)
	2M001273-2	Kunststoffbefestigung für die Matratzenabsturz-sicherung rechts
	2M001273-1	Kunststoffbefestigung für die Matratzenabsturz-sicherung links
	2MK00579	Abdeckung für die Elektronik am Kopfende
	2MK005696-1	Wandabweiser für Kopf- oder Fußteil

Abbildung	Art.-Nr.	Beschreibung
	2MK00614	Rückenteil
	2MK00615	Fußteil
	3MK00035	Dämpfer für die Rückenteilverstellung

Nicht das richtige Teil dabei?

Dann sprechen Sie uns gerne an. Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Ersatzteile an und finden gemeinsam, wonach Sie suchen!

Auch für alle weiteren Fragen, Wünsche und Anregungen steht Ihnen unser kompetentes Service-Team stets mit Rat und Tat zur Seite. Schreiben dazu einfach eine Mail an service@nordiska.de, dann setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung.



Im Vertrieb durch:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1 • 51645 Gummersbach
T: 0 22 61/98 91 0 • F: 0 22 61/98 91 111
www.nordiska.de • info@nordiska.de

© 2021 nordiska GmbH & Co. KG.
Konstruktions- und/oder fertigungsbedingt unvermeidbare
oder erforderliche Änderungen sowie Irrtümer und Druck-
fehler behalten wir uns auch ohne vorherige Information
ausdrücklich vor.