



WESSELING BV

Quality since 1958



BasiX



CE

Visitenkarte

Produkteigenschaften

Teilen sehr ergonomisch klassifiziert

Erhältlich mit einem komfortablen Gesichtsausschnitt im Kopfteil

Standard Patientengewicht bis zum Maximum 225kg

Stufenlose und leichte Einstellung der Gasfedern ist durch die Hebel auf beiden Seiten des Liege möglich

Alle Modelle können mit einem Rundum-System ausgestattet werden, mit dem kann der Liege in der Höhe eingestellt werden.



Polsterung 55mm bietet viel Komfort für den Patienten

Große runde Füßen sind für Drehkappen mit Anti-Rutsch-Funktion vorgesehen. Dies macht den Liege sehr stabil und verhindert unerwünschte Bewegungen

Sehr leicht durch das zentrale Radhebersystem und Räder von 75 mm zu

Der Liege steigt von 45 - 115 cm durch das starke Scherensystem in Kombination mit dem 8.000N starken Motor auf.

BasiX 2


Dieser zweiteilige Behandlungsliege ist für verschiedene Zwecke geeignet. Durch den Scherenrahmen hat der Liege eine große Reichweite und der Liege steht aufrecht. Der Hauptteil ist sowohl positiv als auch negativ einstellbar. Dieses Modell ist auch mit oder ohne Trendelenburg erhältlich.

Optionen & Zubehör

		
Nasenschlitz	Rundum schaltung	Cd-line Polsterung

		
Verengt liegefläche	Dickere Polsterung	Memoryfoam

Spezifikationen	
Abmessungen L x B (cm)	200 x 64
Belastbarkeit (kg)	250
Höhenverstellung (cm)	↓ 45 - 115 ↑
Länge Höhenverstellung (sec)	40
Radhebesystem	Zentral





BasiX 3



Der BasiX 3 ist ein sehr vielseitiger Liege. Durch die Ausstattung des Liege mit einem Nasenschlitz und einer Rundumschaltung ist der Liege ideal für die Physiotherapie. Wenn der Flex gewählt wurde, ist der Liege mit zwei Gasfedern unter dem mittleteil ausgestattet, wodurch die sogenannte Pli-Position erreicht werden kann.

Optionen & Zubehör

		
Nasenschlitz	Rundumschaltung	Cd-line Polsterung

		
Sonderbreite	Dickere Polsterung	Memoryfoam

Der Patient ist während der Behandlung aufgrund der lächenaufteilung immer in einer angenehmen Position. Die höchste 115cm-Position sorgt zudem für eine ergonomische Arbeitsfläche.

Spezifikationen	
Abmessungen L x B (cm)	200 x 64
Belastbarkeit (kg)	250
Höhenverstellung (cm)	↓ 45 - 115 ↑
Länge Höhenverstellung (sec)	40
Radhebesystem	Zentral





BasiX 4



Diese BasiX 4 hat neben der BasiX 2 höhenverstellbare Armlehnen neben dem Kopfteil. Dies ermöglicht dem Patienten, die Arme neben dem Kopf zu platzieren und eine sehr bequeme Position einzunehmen. Da der Kopfteil auch negativ einstellbar ist, können auch die Nacken und Schultern gut behandelt werden

Optionen & Zubehör

		
Nasenschlitz	Rundumschaltung	Cd-line Polsterung
		
Verengt liegefläche	Dickere Polsterung	Memoryfoam

Die BasiX 2 und 4 sind auch mit einem verengten Fußteil erhältlich. Dies ermöglicht dem Praktiker, dem Patienten noch näher zu kommen.

Spezifikationen	
Abmessungen L x B (cm)	200 x 64
Belastbarkeit (kg)	250
Höhenverstellung (cm)	↓ 45 - 115 ↑
Länge Höhenverstellung (sec)	40
Radhebesystem	Zentral



BasiX 5



Das 5-teilige Modell aus dieser Serie vereint alle Funktionen in einem Liege. Die BasiX 5 Flex ist das umfassendste Modell und ist mit Armlehnen ausgestattet und kann im Plimodus und Trendelenburg eingestellt werden. Der Rückenteil und der mittelteil sind dann mit Doppelgasfedern betrieb und dem Hauptteil einer einzigen Gasfeder versehen. Die Armlehnen können manuell eingestellt werden und können neben dem Kopfteil gedreht werden. Durch Drehen der Armlehnen neben dem Mittelteil kann der Patient seine Arme neben den Körper legen.

Optionen & Zubehör

		
Nasenschlitz	Rundumschaltung	Cd-line Polsterung
		
Sonderbreite	Dickere Polsterung	Memoryfoam

Durch die Wahl Rundumschaltung kann die Höhe auch unter dem Kopfteil eingestellt werden. Durch die spezielle Montage der Armlehnen bleibt der Platz unter dem Kopfteil frei und die Arbeit kann im Sitzen erledigt werden.

Spezifikationen	
Abmessungen L x B (cm)	200 x 64
Belastbarkeit (kg)	250
Höhenverstellung (cm)	↓ 45 - 115 ↑
Länge Höhenverstellung (sec)	40
Radhebesystem	Zentral



Farbe Optionen

Standardfarben:




CD-Line (meist gewählte Farben aus dieser Linie)



Boltaflex (meist gewählte Farben aus dieser Linie)



Stamskin TOP (meist gewählte Farben aus dieser Linie)



Oben finden Sie eine Auswahl der von uns angebotenen Farben. Es sind viele weitere Farben verfügbar, und das kann gefunden werden auf unserer Website www.wesseling-bv.com oder in der Farbbroschüre. Hier finden Sie auch alle Spezifikationen und Eigenschaften von der verschiedenen Kunstlederarten. Sie können uns jederzeit kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Möglichkeiten haben.

Optionen

				
Papierrollenhalter	Nackenkissen	Kupplung extra Schalter	Extra Handschalter	Extra Fußschalter
				
Nasenschlitz	Sonderbreite 70	Sonderbreite 80	Dickere Polsterung	Memoryfoam
				
Rundumschaltung	Stärkerer motor	Stärkerer & schnellerer motor	Schnellerer motor	Bedienung unter kopfteil
				
Erdpotentialpunkt	Kabel für Erdpotential.	Seitengitter	Verengt liegefläche	

Wesseling BV produziert und liefert hochwertige Behandlungsliege und verwandte Artikel. Die Produkte werden in unserer eigenen Fabrik hergestellt und montiert. Die Polstern erfolgt ebenfalls in unserer eigenen Polsterung. All dies sorgt für unübertroffene Flexibilität bei Produkten, Farben und Lieferzeiten.

In Absprache mit uns oder Ihrem Account Manager können wir fast alles für Sie realisieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kontaktperson.

Möchtest du den Ausstellungsraum besuchen? Wir werden Sie gerne führen und uns Zeit nehmen. Um Ihnen so gut möglich zu helfen, Wir bitten Sie freundlich um einen Termin zu vereinbaren.

Adres:
Wesseling BV
Venenweg 31
1161 AK Zwanenburg

Kontaktinformationen:
Tel: 020-497 5183
Mail: info@wesseling-bv.com
Web: www.wesseling-bv.com